



“Los resultados Sí importan”

VITROS® ECIQ

Sistema
Inmunodiagnóstico



Diseñado para ayudar a garantizar la calidad e integridad de los resultados que necesita para ofrecer confianza a los resultados que importan.

Un Sistema versátil que da Tranquilidad

Seguridad Avanzada

- + El Sistema de Inmunodiagnóstico VITROS® ECiQ tiene tecnología patentada Intellicheck® diseñada para reducir significativamente los errores analíticos.
- + IntelliReport proporciona el estado del proceso en tiempo real de cada resultado de paciente, para un reporte final confiable.

Eficiencia Optimizada

- + Mantenimientos mínimos, no requiere limpieza o reemplazo de tuberías o sondas, no purga de reactivos, incluso para operaciones de inicio, esto significa menos intervenciones por el operador y una verdadera automatización manos libres.
- + E-Connectivity® con Tecnología Predictiva de las operaciones, proporciona un acceso altamente seguro a los datos de los equipos para un diagnóstico inmediato y análisis del desempeño, maximizando así el tiempo de actividad del sistema y aumentando la productividad del personal.

Costo Efectividad

- + Las tecnologías patentadas VITROS® están diseñadas para entregar costos predecibles y eliminar gran parte de los costos ocultos que pueden estar asociados a otros analizadores de inmunoensayo.
- + Reactivos estandarizados, se usa el mismo cartucho de reactivo en todos los Sistemas VITROS®.

Principales Características

- + Tecnología de Quimioluminiscencia Amplificada para una excelente sensibilidad y amplios rangos dinámicos.
- + Tecnología MicroWell permite utilizar volúmenes pequeños de muestra con un mínimo desecho.
- + Tecnología Intellicheck® para una continua verificación del proceso garantizando resultados correctos desde el inicio.
- + Detección de bajo volumen de muestra, coágulos y burbujas ofrece mayor seguridad.
- + Puntas individuales desechables que eliminan la contaminación cruzada y por arrastre.
- + No utiliza tuberías, drenajes, válvulas de purga o agua desionizada, eliminando los grandes costos asociados a sistemas alternativos.
- + De tamaño pequeño, requiriendo poco espacio y gastos generales.
- + Hasta 20 Cartuchos de Reactivos Integrados para ser cargados en cualquier momento y almacenados y administrados a bordo para una operación de acceso continuo.
- + Menor costo total con un incremento en la eficiencia de resultados reportables, menores intervenciones, errores y utilización efectiva del personal.
- + De fácil uso y entrenamiento para los usuarios.
- + Hasta 90 resultados por hora.*

* Dependiendo del mix de pruebas



Intellicheck®



MicroWell

Ortho Clinical Diagnostics

PART OF THE **Johnson & Johnson** FAMILY OF COMPANIES

México: Reg. No. 02112E99 SSA

Contáctenos en

<http://www.orthoclinical.com/es-ar/Services/TechnicalSupport/Paginas/TechnicalSupport.aspx>

AFP
Anti-HAV IgM
Anti-HAV Total
Anti-HBc
Anti-HBe
Anti-HBs
Anti-HBc IgM
Anti-HCV
Anti-HIV 1+2
CA 125 11™
CA15-3™
CA19-9™
CEA
CK-MB
CMV IgG°
CMV IgM°
Cortisol (suero y orina)
Estradiol
Ferritina
Folato
PSA° libre
T3 libre
T4 libre
FSH
HBeAg
HBsAg
Confirmatorio HBsAg
PTH Intacta
LH
Mioglobina
NT-proBNP
NTx
PSA
Progesterona
Prolactina
Folato RBC

Rubeola IgG
Rubeola IgM°
Sífilis°
Testosterona
β-hCG II Total
PSA II° Total
T3 Total
T4 Total
Toxoplasma IgG°
Toxoplasma IgM°
TSH 3r Gen
T3 Uptake
Troponina I ES
Vitamina B12
25-OH Vitamina D Total

HIV y Hepatitis co-desarrolladas con Vacunas Novartis Diagnostics, Inc.

CA 125 II, CA 15-3, y CA 19-9 son marcas registradas de Fujirebi Diagnostics, Inc.

° Disponible fuera de Estados Unidos

VITROS® System
Immunodiagnostic ECiQ

Impreso 02/2014 Distribuido de 02/2014 a 12/2015

©Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. 2014

LAMROCD5389

Todas las marcas son propiedad de Ortho Clinical Diagnostics, Inc.